


# HexTwist™

Die ergonomische Lösung zum Aufschrauben und Entfernen von Hex Fittings



## ■ Eigenschaften

- Motorisiert, einfachste Handhabung
- Für Edelstahl- und Teflon-Fittings
- Schalter für Rechts- und Linkslauf
- Classical und High Capacity Säulen

HexTwist™ ist ein Gerät zur automatisierten Anbringung und Entfernung von Hex Fittings beim Gebrauch von PowerPrep-Säulen.

Die interne Drehmoment-Einstellung ermöglicht das einfache Aufschrauben der Fittings sowohl für Classical als auch High Capacity Säulen. Materialien, die mit den Säulen in Kontakt kommen, sind ausschließlich aus Edelstahl und Teflon und leicht zu reinigen.